

INSTRUKCJA OBSŁUGI:**CECHY MASAŻERA**

- Delikatny masaż do stymulacji podeszew.
- Tysiące bąbelków powietrza pomaga w odprężeniu mięśni
- Ogrzewanie pomaga w utrzymaniu stałej temperatury wody i ożywia zmęczone stopy.
- Powierzchnia do akupresury do stymulacji i masażu podeszew.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Jeśli używane jest urządzenie elektryczne, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym:**

- Urządzenie wyłączyć natychmiast po użyciu oraz przed czyszczeniem.
- W żadnym przypadku nie dotykać urządzenia, jeśli wpadło do wody. Natychmiast wyjąć wtyczkę.
- Nie używać podczas kąpieli lub prysznica.
- Nie stawiać w miejscach, gdzie urządzenie mogłoby wpaść do wanny lub umywalki. Nie zanurzać w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie włączać ani nie wyłączać urządzenia, podczas gdy znajdują się w nim stopy.

OSTRZEŻENIE:**Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem oraz uszkodzeń ciała:**

- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest włączone. Przed wymianą części dodatkowych, wyłączyć urządzenie.
- Szczególna ostrożność jest wymagana, jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Zawsze używać urządzenia tak, jak zostało to opisane w instrukcji. Nie używać części dodatkowych nie polecanych przez producenta.
- Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, lub jeśli nie funkcjonuje ono prawidłowo. Jeśli urządzenie upadnie, wpadnie do wody, lub w jakikolwiek sposób zostanie uszkodzone, należy je zanieść do naprawy.
- Trzymać kabel z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie zakrywać otworów w urządzeniu. Nie stawiać urządzenia na powierzchniach miękkich, np. łózkach, ponieważ mogą one zasłonić otwory. Otwory utrzymywać w czystości.
- Podczas używania urządzenia nie spać.
- Nie wrzucać do urządzenia ciał obcych.
- Nie używać urządzenia podczas używania sprayów oraz w pomieszczeniach, gdzie składowany jest tlen.
- Nie używać pod kołdrą lub poduszkami. Powstałe ciepło może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała.

- Nie nosić urządzenia za kabel.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane, przycisk wyboru ustawiać zawsze na „OFF”.
- Nie stać w urządzeniu. Używać tylko w pozycji siedzącej.
- Ogrzewanie w urządzeniu używać ostrożnie, aby nie doszło do spalania. Unikać kontaktu z wrażliwymi częściami ciała. Nie pozostawiać bez opieki dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Urządzenie podłączać tylko do uziemionego gniazdka.

UWAGA:

Wszystkie prace serwisowe i naprawcze mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanego technika.

PRZECHOWYWAĆ DOBRZE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO!**Uwaga – przed rozpoczęciem użytkowania dobrze przeczytać instrukcje:**

- Jeśli masz problemy ze zdrowiem, musisz przed użyciem urządzenia skonsultować to ze swoim lekarzem.
- W przypadku ciąży, jeśli jesteś diabetykiem lub w przypadku choroby, musisz przed użyciem urządzenia skonsultować to ze swoim lekarzem.
- Nie używać masażera dłużej niż przez 20 minut. Za długie użytkowanie może doprowadzić do przegrzania urządzenia. Jeśli się tak zdarzy, należy najpierw urządzenie ostudzić, a następnie ponownie użyć.
- Jeśli przez dłuższy okres czasu w mięśniach lub w stawach utrzymuje się ból, zakończyć używanie masażera i skonsultować się z lekarzem. Ostre bóle mogą wskazywać na jakąś chorobę.
- Nie używać urządzenia przy otwartych ranach, poparzeniach, obrzmieniach, chorobach skórnych, lub jeśli wystąpiły jakieś inne rany.
- Masażer powinien odprężyć. Jeśli wystąpią bóle, zakończyć używanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Uwaga:

Wbudowane ogrzewanie utrzymuje stałą temperaturę wody. Nie można ogrzać w urządzeniu zimnej wody. Jeśli masaż ma być gorący, należy do masażera wlać gorącą wodę.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub w innym płynie.
- Przed włożeniem stóp do urządzenia, zawsze sprawdzić temperaturę wody.
- Nie stać w urządzeniu. Najpierw należy usiąść, a następnie włożyć stopy.
- Jeśli urządzenie nie jest w użyciu, podczas napełniania wodą i wylewania wody oraz przed czyszczeniem, zawsze go wyłączyć.
- Nie używać urządzenia napełnionego zimną wodą. Wlać ciepłą wodę i poprzez ogrzewanie utrzymać stałą temperaturę.
- Nie dotykać włącznika ani wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA:

1. Przed napełnieniem urządzenia wodą upewnić się, że nie jest ono podłączone.
2. Wybrać żądany rodzaj masażu:
Masaż suchy: urządzenie może być używane również do masowania stóp bez wody.
Masaż mikry: urządzenie napełnić ciepłą wodą.
3. Podłączyć urządzenie do prądu i ustawić przycisk wyboru na żądaną pozycję:
0 = wyt.
1 = masaż/ogrzewanie
2 = masaż/bąbelki powietrza/ogrzewanie
4. Usiąść wygodnie i włożyć stopy do urządzenia.
5. Za mało wody: najpierw wyjąć wtyczkę. Napełnić wodą.

Uwaga:

Nie napełniać urządzenia wodą do wskaźnika maksimum!

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE:

Odłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia. Urządzenie czyścić tylko miękką, wilgotną ściereczką. Uważać, aby nie doszło do kontaktu wody z wtyczką.

- Po wyczyszczeniu urządzenie wytrzeć do sucha.
- Nie używać szorstkich środków do czyszczenia.
- Kabel zwijać i rozwijać ostrożnie, aby go nie uszkodzić.

PRZECHOWYWANIE:

Odłączyć urządzenie i pozostawić do wyschnięcia.

- Urządzenie schować do kartonu lub ewentualnie w suche, czyste miejsce.
- Aby uniknąć powstania na urządzeniu zadrapań lub zarysowań, nigdy nie owijać kabla wokół urządzenia.
- Nie wieszać urządzenia za kabel.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Moc: 230V • 50Hz • 50W max.